

## Wapura TT4 UC 10" 35 GPD EM (Artikel-Nr. 930093)

- Vierstufige Umkehrosroseanlage nach dem neuartigen TT-System zum Einbau unter der Spüle.
- Ausführung mit 1 Micron und 5 Micron Sediment-Vorfilter zum Schutz des hochwertigen Umkehrosrosemoduls. Für den Einsatz an Rohwasser, welches nicht dauerhaft freies Chlor oder ähnliche Oxidationsmittel enthält, ist der Einsatz eines Aktivkohle-Vorfilter nicht nötig.
- Die Membrane und der Aktivkohle-Nachfilter sind mit EM-Keramik aktiviert. EM-Keramik dient zur Wasserbelebung.
- Mit separatem Zapfhahn, Vorratsbehälter (Druckspeicher).
- Befüllung des Druckspeichers durch die von uns entwickelte Permeatpumpe (Systempatent), dadurch bis zu 85% Wassereinsparung! Die Permeatpumpe benötigt keinen Stromanschluss!
- Arbeitsbereich 3-6 Bar, 2 - 36° C, Tagesproduktion 90 Liter, Tankvolumen brutto 12 Liter, Nutzvolumen ca. 8-10 Liter
- Manuelles Spülventil zum zusätzlichen Spülen der Membrane bei hohem Kalkanteil im Wasser.
- Abschaltung durch hydraulische Abschaltung mit Wiedereinschalt-Hysterese
- Verhältnis Konzentrat zu Reinstwasser ca 3 : 1
- Durch ihre flache Bauweise ist es möglich die Wapura TT4 in den meisten Sockeln einer Küche einzubauen. Hierfür muss lediglich die Stellung der Permeatpumpe geändert werden. Diese Änderung kann auf Wunsch schon ab Werk erledigt werden.



<b>Ausführung:</b>	Gerät zum Einbau unter der Spüle, mit separatem Zapfhahn.
<b>Wasseranschluss:</b>	Durch einen Festanschluss unter der Spüle an der Kaltwasserleitung.
<b>1. Vorfilter:</b>	5 Micron Feinfilter zur Vorausscheidung grober Partikel, die von der Membrane ferngehalten werden müssen, Wechselintervall: alle 6 - 12 Monate
<b>2. Vorfilter</b>	1 Micron Feinfilter zur Vorausscheidung feiner Partikel, die von der Membrane ferngehalten werden müssen, Wechselintervall. Alle 6 - 12 Monate
<b>Hauptfilter:</b>	Umkehrosrose Spiralwickelmodul 35 GPD mit EM-Keramik. Porengröße etwa 1/10000 Micron, reduziert gelöste Stoffe. Wechselintervall: ca. alle drei Jahre.
<b>Nachbehandlungsfilter:</b>	Aktivkohlefilter mit EM-Keramik zur Geschmacksaufbesserung und Reduzierung von flüchtigen Chemikalien, welche die Membrane passieren können. Wechselintervall: alle 6 - 12 Monate
<b>Sonderzubehör:</b>	Auf Wunsch kann die Wapura TT4 UC mit einem 3-Wege-Hahn, anderen Tankgrößen und -formen, sowie veränderte Leistungsspektren geliefert werden.
<b>Wechselmaterial:</b>	103000 Ersatz - Sedimentvorfilter 5µ - rot - 103003 Ersatz - Sedimentvorfilter 1µ - rot - 243004 Ersatz - Membran - grün - 113006 Ersatz - Aktivkohlenachfilter - blau -

# Maße TT4 10" 35 GPD

